Austrian Medicines Verification System	Userguide – Verwendung Web-GUI AMVSystem PROD				
	Document Number:	AMVS-UG-1003	Version:	2.0	
	Effective date:	21.12.2018		Page 1 of 39	

# Userguide Verwendung Web-GUI AMVSystem Prod

File Name: AMVS-UG-1003 Verwendung Web-GUI AMVSystem Prod V2.0

Austrian Medicines Verification System	Userguide – Verwendung Web-GUI AMVSystem PROD				
	Document Number:	AMVS-UG-1003	Version:	2.0	
	Effective date:	21.12.2018		Page 2 of 39	

#### Author Signature

Name	Role	Date	Signature
Peter Berger-Piascek	Author		
Daniel Dangl	Author		

## Approvers Signature

overs Signature			
Name	Role	Date	Signature
Andreas Achrainer	Approver		
Jan-Oliver Huber	Approver		
Wolfgang Andiel	Approver		
			I
Rita Freitag	QA Approver		

## **Revision History**

Version	Date	Reason For Changes	Description of changes made
1.0	15.10.2018	Erstellung	Neuerstellung
2.0	30.11.2018	Revision	Anpassung des Wortlautes an die Endbenutzerverträge

Austrian Medicines Verification System	Userguide – Verwendung Web-GUI AMVSystem PROD				
	Document Number:	AMVS-UG-1003	Version:	2.0	
	Effective date:	21.12.2018		Page 3 of 39	

## 1. Table of Contents

1	Gelt	2ltungsbereich					
2	Mar	agementsummary					
3	War	nn darf idas Web-GUI verwendet werden?5					
	3.1	Auszug aus der Delegierten Verordnung: 5					
4	Vord	aussetzungen für die Nutzung des Web-GUI					
5	Wie	installiere ich das IT-Zertifikat im Internet Explorer©?6					
	5.1	Schritt 1 Aufrufen Internet Explorer©					
	5.2	Schritt 2 Einstellungen Internet Explorer©					
	5.3	Schritt 3 Auswahlmenu Einstellung					
	5.4	Schritt 4 Einstellungen Punkt Downloads anzeigen7					
	5.5	Schritt 5 Auflistung der Downloads					
	5.6	Schritt 6 Auswahl und öffnen des IT-Zertifikates 7					
	5.7	Schritt 7 Sicherheitsmeldung 8					
	5.8	Schritt 8 Sicherheitsmeldung bestätigen					
	5.9	Schritt 9 Einstellung Geltungsbereich IT-Zertifikat9					
	5.10	Schritt 10 Geltungsbereich IT-Zertifikat bestätigen 10					
	5.11	Schritt 11 Anzeige Lagerort IT-Zertifikat 10					
	5.12	Schritt 12 Lagerort IT-Zertifikat bestätigen					
	5.13	Schritt 13 Kennwort IT-Zertifikat Eingabemaske 11					
	5.14	Schritt 14 Eingabe Kennwort (Passphrase) IT-Zertifikat					
	5.15	Schritt 15 Bestätigen Kennwort (Passphrase) IT-Zertifikat					
	5.16	Schritt 16 Zertifikatsspeicher auswählen					
	5.17	Schritt 17 Zertifikatsspeicher bestätigen					
	5.18	Schritt 18 Anzeige der Fertigstellungsmaske					
	5.19	Schritt 19 Fertigstellung bestätigen 15					
	5.20	Schritt 20 Anzeige erfolgreicher Import des IT-Zertifikats					
	5.21	Schritt 21 Bestätigung erfolgreicher Import des IT-Zertifikats15					
6	Wie	installiere ich das IT-Zertifikat im Mozilla Firefox?16					
	6.1	Schritt 1 Starten der Applikation Firefox16					

amvs			Userguide – Ve	erwendung Web-GUI AMVS	System PR	DD
	Austrian Medicines Verification System		Document Number:	AMVS-UG-1003	Version:	2.0
			Effective date:	21.12.2018		Page 4 of 39
	6.2	Schritt 2 Einste	ellungen Firefox öff	nen		16
	6.3	Schritt 3 Erwe	iterte Einstellungen	, Zertifikate		
	6.4	Schritt 4 Impo	rt des IT Zertifikates	5		
	6.5	Schritt 5 Ausw	ahl und Öffnen des	IT Zertifikates		
	6.6	Schritt 6 Einga	be und Bestätigung	des Passwortes vom IT-Zertifikat.		
	6.7	Schritt 7 Bestä	itigung erfolgreich i	nstalliertes IT-Zertifikat		19
	6.8	Schritt 8 Firefo	ox neu starten			
7	Wie	installiere ich d	las IT-Zertifikat im (	Google Chrome?		
	7.1	Schritt 1 Goog	le Chrome starten			19
	7.2	Schritt 2 Einste	ellungen im Chrome	e öffnen		20
	7.3	Schritt 3 Ausw	ahlmenü Einstellun	gen		20
	7.4	Schritt 4 Erwe	iterte Einstellungen			21
	7.5	Schritt 5 Ausw	ahl und Öffnen des	IT-Zertifikates		22
	7.6	Schritt 6 Zertif	fikat importieren			23
	7.7	Schritt 7 Zertif	fikatimport Assisten	t		24
	7.8	Schritt 8 Lager	rort IT-Zertifikat			25
	7.9	Schritt 9 Ausw	vahl und Öffnen des	IT-Zertifikat		25
	7.10	Schritt 10 Ken	nwort IT- Zertifikat.			
	7.11	Schritt 11 Zert	ifikatsspeicher ausv	vählen		
	7.12	Schritt 12 Fert	igstellen und Googl	e Chrome neu starten		27
8	Das	IT-Zertifikat พเ	ırde installiert, wo r	nelde ich mich nun an?		27
9	Veru	wendung des W	/eb-GUI			30
	9.1	Startseite				30
	9.2	Seriennumme	rnbezogene Aktivitä	äten		30
	9.3	Verifikation du	urchführen (G110)			
	9.4	Packung abge	ben (G120) bzw. Pa	ckung manuell abgeben (G122)		
	9.5	Packung zurüc	knehmen (G121)			35
	9.6	Als Probe mar	kieren (G150) und F	Probe verwerfen (G151)		
	9.7	Zerstörung me	elden (G130)			

File Name: AMVS-UG-1003 Verwendung Web-GUI AMVSystem Prod V2.0

Austrian Medicines Verification System	Userguide – Verwendung Web-GUI AMVSystem PROD				
	Document Number:	AMVS-UG-1003	Version:	2.0	
	Effective date:	21.12.2018		Page 5 of 39	

#### 1 Geltungsbereich

Dieses Dokument beschreibt die Verwendung des Web-GUI im AMVSystem für die Endbenutzer (Krankenanstaltenträger mit Anstaltsapotheken, öffentliche Apotheken, Hausapotheken führende Ärzte und Großhändler) in der Produktivumgebung (Echtumgebung).

#### 2 Managementsummary

Im hier vorliegenden Dokument wird die Installation des für die Anbindung an das AMVSystem notwendigen IT-Zertifikat Schritt für Schritt beschrieben und es wird einleitend dargestellt, wie es laut *Delegierten Verordnung* zu verwenden ist. Des Weiteren ist die Benutzung anhand von Beispielen (Überprüfen, Ausbuchen) erklärt. Es setzt auf das Dokument "AMVS-UG-1001 Userguide Download IT-Zertifikat AMVSystem Prod" auf und wird als Referenz im weiteren Verlauf miteinbezogen.

#### 3 Wann ist das Web-GUI zu verwenden?

Das Web-GUI (Web basierendes - Grafisches User Interface) des AMVSystems ist nur dann zu verwenden, wenn die Software Ihres für die Anbindung an das AMVSystem beauftragter Softwaredienstleister (kann intern oder extern sein) **aufgrund einer Störung nicht funktioniert**. Eine alleinige Verwendung für die Erfüllung der Pflichten aus der "Fälschungsschutzrichtlinie 2011/62/EU" und der Delegierten Verordnung "(EU) 2016/161" ist nicht erlaubt. Des Weiteren ist die Verwendung eines Scanners zum Einlesen des 2D Datamatrix Codes nicht zulässig.

#### 3.1 Auszug aus der Delegierten Verordnung:

Artikel 35 1. Absatz Buchstabe (i) Ziffer (i):

- i) der Datenspeicher umfasst grafische Benutzeroberflächen, die folgenden, gemäß Artikel 37 Absatz b überprüften Nutzern direkten Zugang zum Speicher ermöglichen:
  - i) Großhändlern und zur Abgabe von Arzneimitteln an die Öffentlichkeit ermächtigten oder befugten Personen für die Zwecke der Überprüfung der Echtheit des individuellen Erkennungsmerkmals und dessen Deaktivierung, wenn ihre eigene Software gestört ist;

## 4 Voraussetzungen für die Nutzung des Web-GUI

Der Zugang zum AMVSystem erfolgt mit einer sogenannten "Zwei Faktor Authentifizierung". Zum einen handelt es sich um Usernamen und Passwort, zum anderen um das IT-Zertifikat. Nur wenn beide Authentifizierungen korrekt sind, ist der Zugang zum AMVSystem möglich und die Sicherheit des Datenzugriffes und der Datenübertragung gewährleistet. Das bedeutet Sie benötigen ein für Sie persönliches Zertifikat (siehe Dokument "AMVS-1001 Userguide Download IT-Zertifikat AMVSystem Prod ) sowie Usernamen und Passwort.

Warum ein IT-Zertifikat zusätzlich zum Usernamen und Passwort notwendig ist, ist im Dokument "AMVS-1001 Userguide Download IT-Zertifikat AMVSystem Prod" ausführlich erklärt.

File Name: AMVS-UG-1003 Verwendung Web-GUI AMVSystem Prod V2.0

Austrian Medicines Verification System	Userguide – Verwendung Web-GUI AMVSystem PROD				
	Document Number:	AMVS-UG-1003	Version:	2.0	
	Effective date:	21.12.2018		Page 6 of 39	

Sollten Sie noch kein IT-Zertifikat in Händen halten, bitte nach der "Schritt für Schritt" Anleitung im Dokument "AMVS-1001 Userguide Download IT-Zertifikat AMVSystem PROD" vorgehen.

## 5 Wie installiere ich das IT-Zertifikat im Internet Explorer©?

#### 5.1 Schritt 1 Aufrufen Internet Explorer©

Sie rufen den Internet Explorer © auf und erhalten möglicherweise (sofern Sie keine dezidierte Homepage haben) folgendes Bild:

					- U X
Http://www.msn.com/d	de-at/?ocid=iehp		-	ර් Suchen	ター 命会感 🥴
Login bei Hotmail, Outlook × 📑					
					^
🖌 msn	1			Websuche	Anmelden 🔅
	Letzte Suchen: faelschungs:	c delegierte Veror leo.o	rg ilmoto.at Wo finde ich den	Suchverlauf verwalten	
		<b>-</b> .	/	~	
5.2 Schri	itt 2 Einstellung	ien Intern	et Explorer	$\mathcal{C}$	
Klickon Cio nu	un auf das Zahnrad a	uf dom rochte	, n ohoron Dilder	hirmaran du	
KIICKEN SIE NU	in auf uas Zannfaŭ a	ui dem recitte	en oberen Bliusc	mmranu:	
					- 🗆 X
		- 4	Suchen		🔎 🖓 🖧 🖉
			Wobsucho		Anmelden 🏠

Suchverlauf verwalten

#### 5.3 Schritt 3 Auswahlmenu Einstellung

leo.org ilmoto.at Wo finde ich den...

Sie erhalten folgendes Auswahlmenü in der rechten oberen Ecke angezeigt:



File Name: AMVS-UG-1003 Verwendung Web-GUI AMVSystem Prod V2.0

Document for external use

delegierte Veror...

Austrian Medicines Verification System	Userguide – Verwendung Web-GUI AMVSystem PROD				
	Document Number:	AMVS-UG-1003	Version:	2.0	
	Effective date:	21.12.2018		Page 7 of 39	

5.4 Schritt 4 Einstellungen Punkt Downloads anzeigen

Wählen Sie nun den Menüpunkt "Downloads anzeigen" aus:

			_ □	>
- C	Suchen		ዾ- ြΩ ☆ 🕽	Q (
		Drucken	;	
		Datei	3	,
		Zoom (135 %)	3	>
		Sicherheit	;	>
	Websuche	Website zu "Apps" hinzufügen		
		Downloads anzeigen	Strg+J	
ich den Suc	hverlauf verwalter	Add-Ons verwalten		
		F12 Entwicklertools		
	<b>A</b> (	Zu angehefteten Sites wechseln		
	_	Einstellungen der Kompatibilitätsar	nsicht	
		Internetoptionen		
		Info		
				-

#### 5.5 Schritt 5 Auflistung der Downloads

Sie erhalten eine Auflistung der Dateien, die Sie heruntergeladen haben:

					l	6	Websuche
Letzte S	🛃 Downloads anzeigen - Internet	Explorer	_		×	Suc	hverlauf verwalte
	Downloads anzeigen und	nachverfolgen	Downloads durchsuchen		٩	ote	6
	Name	Speicherort	Aktionen		^	-	
•	T-1090-TEST .p12 portal-pki-int-at.nmvs.eu	Downloads	Öffnen	-	×		4
		_					P

Das IT-Zertifikat erkennen Sie an der Endung: xxx.p12 und dass es von

T-1090-TEST .p12 portal-pki-int-at.nmvs.eu

heruntergeladen worden ist.

## 5.6 Schritt 6 Auswahl und öffnen des IT-Zertifikates

Klicken Sie nun auf öffnen:

File Name: AMVS-UG-1003 Verwendung Web-GUI AMVSystem Prod V2.0

amvs	Userguide – Verwendung Web-GUI AMVSystem PROD					
Austrian Medicines Verification System	Document Number:	AMVS-UG-1003	Version:	2.0		
	Effective date:	21.12.2018		Page 8 of 39		



#### 5.7 Schritt 7 Sicherheitsmeldung

Sie bekommen folgendes (möglicherweise ist abhängig von Ihren Sicherheitseinstellungen) angezeigt:

	Downloads anzeigen und	nachverfolgen	Downloads durch	hsuchen	\$
	Name	Speicherort	Aktionen		
•	T-1090-TEST .p12 portal-pki-int-at.nmvs.eu	Downloads		Öffnen	• ×
	Internet Explorer-Sicherheit			X	-
	Eine Website m	öchte Webinhalte r	nithilfe dieses		
	Das Programm wird au	ißerhalb des geschützten M	odus geöffnet. Der	Öffnen	•
	Das Programm wird au <u>geschützte Modus</u> vor bei. Öffnen Sie das Pro Name: Herausgeber	agerhalb des geschützten M n Internet Explorer trägt zu ogramm nicht, wenn Sie der Krypto-Shellerwei :: Microsoft Window:	tnen. odus geöffnet. Der m Schutz des Computers Website nicht vertrauen. terungen s	Öffnen Öffnen	•
	Das Programm wird au <u>geschützte Modus</u> vor bei. Öffnen Sie das Pro Name: Herausgeber Warnung für diese	alern Computer of alerhalb des geschützten M Internet Explorer trägt zu ogramm nicht, wenn Sie der Krypto-Shellerwei : Microsoft Windows s Programm nicht mehr anze	tnen. odus geöffnet. Der m Schutz des Computers Website nicht vertrauen. terungen s	Öffnen Öffnen Öffnen	•

- -

amys	Userguide – Verwendung Web-GUI AMVSystem PROD					
Austrian Medicines Verification System	Document Number:	AMVS-UG-1003	Version:	2.0		
	Effective date:	21.12.2018		Page 9 of 39		

#### 5.8 Schritt 8 Sicherheitsmeldung bestätigen

Bitte klicken Sie auf "Zulassen" und erlauben damit den Zugriff, damit das IT-Zertifikat installiert werden kann:

0						Suchverla	u
- <b>E</b>	Downloads anzeigen und i	nachverfolgen	Downloads du	rchsuchen		₽ <sub>ote</sub>	
N	lame	Speicherort	Aktionen			^	
	T-1090-TEST .p12 portal-pki-int-at.nmvs.eu	Downloads		Öffnen	• ×		
	Internet Explorer-Sicherheit			×		1.00	
-	Eine Website mö Programms auf Das Programm wird auß	öchte Webinhalte dem Computer öl	mithilfe dieses ffnen. Iodus geöffnet. Der	Öffnen	•	-	
	<u>geschützte Modus</u> von i bei. Öffnen Sie das Pro Name: Herausgeber:	Internet Explorer trägt zu gramm nicht, wenn Sie de Krypto-Shellerwei Microsoft Window	m Schütz des Computers r Website nicht vertrauen iterungen s	Öffnen	•		
	Warnung für dieses	Programm nicht mehr anz	eigen	Öffnen	•		5

#### 5.9 Schritt 9 Einstellung Geltungsbereich IT-Zertifikat Sie erhalten folgendes Bild:

ownloads		×
ime	<ul> <li>&amp; Zertifikatimport-Assistent</li> </ul>	
T-1090-		
portal-pki-		
	Willkommen	
linkedin.co	Dieser Assistent hilf: Einen beim Kopieren von Zertifikaten, Zertifikatvertrauensisten und Zertifikatenzerlieten vom Datanteisen in den Zertifikatenzisten	
amvo-co	ze una aspensien von batena agenn den ze una aspechen.	- 1
amvo-med	Ein von einer Zertifizierungsstelle ausgestelltes Zertifikat dient der Identitätsbestätigung. Es enthält Informationen für den Datenschutz oder für den Aufbau sicherer	
AMVS-B	gespeichert werden.	
portal-pki-	Speicherort	
_	Aktueller Benutzer	1
portal-pki-	O Lokaler Computer	
	Violan Carro Children <sup>a</sup> um des Versione Feste vertree	
aracra	Noten sie auf Weiter , um den vorgang fortzuseizen.	
otionen		
illen		
	Weiter Abbrechen	

File Name: AMVS-UG-1003 Verwendung Web-GUI AMVSystem Prod V2.0

amvs	Userguide – Verwendung Web-GUI AMVSystem PROD					
Austrian Medicines Verification System	Document Number:	AMVS-UG-1003	Version:	2.0		
	Effective date:	21.12.2018		Page 10 of 39		

#### 5.10 Schritt 10 Geltungsbereich IT-Zertifikat bestätigen

Lassen Sie den "lokalen Benutzer" ausgewählt und klicken Sie auf "Weiter":

			44
ownloads		×	
ime 4	🗧 😺 Zertifikatimport-Assistent		ł
T-1090-			ļ
portal-pki-			ł
_	Willkommen		Ì
linkedin.co	Dieser Assistent hift Ihnen beim Kopieren von Zertifikaten, Zertifikatvertrauensisten und Zertifikatssperifisten vom Datenträger in den Zertifikatspeicher.		
amvo-co			Ļ
amvo-mee	Ein von einer Zertifizierungsstelle ausgestelltes Zertifikat dient der Identitätsbestätigung. Es enthält Informationen für den Datenschutz oder für den Aufbau sicherer		l
AMVS-B	Netzwerkverbindungen. Ein Zertifikatspeicher ist der Systembereich, in dem Zertifikate gespeichert werden.		ŀ
portal-pki-	Speicherort		I
-	Aktueller Benutzer		ł
	O Lokaler Computer		l
portal-pio-			
-	Klicken Sie auf "Weiter", um den Vorgang fortzusetzen.		ſ
otionen			
	Weiter Abbreche	n	
			20

#### 5.11 Schritt 11 Anzeige Lagerort IT-Zertifikat

Sie erhalten folgende Anzeige:

Zu ir	nportierende Datei
	Geben Sie die Datei an, die importiert werden soll.
	Dateiname:
	C:\Users\peter.berger-piascek\Pownloads\T-1090-TESTAPO.p12 Durchsuchen
	Hinweis: Mehrere Zertifikate können in einer Datei in folgenden Formaten gespeichert werden:
	Privater Informationsaustausch - PKCS #12 (.PFX,.P12)
	Syntaxstandard kryptografischer Meldungen - "PKCS #7"-Zertifikate (.P7B)
	Microsoft Serieller Zertifikatspeicher (.SST)

#### 5.12Schritt 12 Lagerort IT-Zertifikat bestätigen

Klicken Sie auf Weiter:

File Name: AMVS-UG-1003 Verwendung Web-GUI AMVSystem Prod V2.0

Verification System	Document Number:	AMVS-UG-1003	Version: 2.0
	Effective date:	21.12.2018	Page 11 of
Zertifikatimport-Assistent Zu Importierende Datei Geben Sie die Datei an, di Dateiname: Stituus Hinweis: Mehrere Zertifika werden: Privater Informationsa Syntaxistandard krypti	e importiert werden soll. Arcownious/trestovossessrAvcupate) te können in einer Datei in folgenden Formate ustausch - PKCS #12 (JFFX, P12) ografischer Meldungen - THCS #7°-Dettfikate fikatspeicher (JSST)	Durchsuchen n gespeichert t (P76)	

#### 5.13 Schritt 13 Kennwort IT-Zertifikat Eingabemaske

-

Sie werden nun nach Kennwort für das IT-Zertifikat gefragt. Das Kennwort ist die "Passphrase" die Sie beim Download des IT-Zertifikates erhalten haben:

utz fur den priv	aten Schlussel
Der private Sch gewährleisten.	ılüssel wurde mit einem Kennwort geschützt, um die Sicherheit zu
Geben Sie das	Kennwort für den privaten Schlüssel ein.
Kennwort:	
I	
Kennwor	't anzeigen
Importoptioner	1:
Hohe Sic aktiviere Anwend	herheit für den privaten Schlüssel aktivieren. Wenn Sie diese Optio n, werden Sie immer dann, wenn der private Schlüssel von einer ung verwendet wird, zur Kennworteingabe aufgefordert.
Schlüsse einem sp	l als exportierbar markieren. Dadurch können Sie Ihre Schlüssel zu jäteren Zeitpunkt sichern bzw. überführen.
Privaten exportie	Schlüssel mit virtualisierungsbasierter Sicherheit schützen (nicht rbar)
Alle erwe	ziterten Eigenschaften mit einbeziehen

Austrian Medicines Verification System	Userguide – Verwendung Web-GUI AMVSystem PROD					
	Document Number:	AMVS-UG-1003	Version:	2.0		
	Effective date:	21.12.2018		Page 12 of 39		

Zur Erinnerung aus dem Dokument "AMVS-1004 Userguide – Verwendung Web-GUI AMVSystem" in Schritt 11:

Download certi	ficate						
Please enter the cert	IMPORTANT! ×						
d6AuMuDu	i For the installation of the certificate you will once need a passphrase. Please note it down. passphrase: kbjWfkd5						
Download certificat	e						
Upon confirmation of the installation, the certificate is marked as installed in the NMVS. This information can be reco your responsible administrator, so that he is informed about the successful installation of your certificate.							
Confirm installation	n						

#### 5.14 Schritt 14 Eingabe Kennwort (Passphrase) IT-Zertifikat

Geben Sie die "Passphrase" in das Feld "Kennwort" ein (wenn Sie "Passwort anzeigen" gesetzt haben, sehen Sie die "Passphrase", das Kennwort im Klartext):

		×
÷	Zertifikatimport-Assistent	
	Schutz für den privaten Schlüssel	
	Der private Schlüssel wurde mit einem Kennwort geschützt, um die Sicherheit zu gewährleisten.	
	Geben Sie das Kennwort für den privaten Schlüssel ein.	
	Kennwort:	
	kbjWfkd5	
	Kennwort anzeigen	
	Importoptionen:	
	Hohe Sicherheit f ür den privaten Schl üssel aktivieren. Wenn Sie diese Option aktivieren, werden Sie immer dann, wenn der private Schl üssel von einer Anwendung verwendet wird, zur Kennworteingabe aufgefordert.	
	Schlüssel als exportierbar markieren. Dadurch können Sie Ihre Schlüssel zu einem späteren Zeitpunkt sichern bzw. überführen.	
	<ul> <li>Privaten Schlüssel mit virtualisierungsbasierter Sicherheit schützen (nicht exportierbar)</li> </ul>	
	Alle erweiterten Eigenschaften mit einbeziehen	
	Weiter Abbreche	n
	*	1.1

File Name: AMVS-UG-1003 Verwendung Web-GUI AMVSystem Prod V2.0

Austrian Medicines Verification System	Userguide – Verwendung Web-GUI AMVSystem PROD					
	Document Number:	AMVS-UG-1003	Version:	2.0		
	Effective date:	21.12.2018		Page 13 of 39		

5.15 Schritt 15 Bestätigen Kennwort (Passphrase) IT-Zertifikat

Klicken Sie auf weiter:

5		×	р.
l	← 😺 Zertifikatimport-Assistent		ŀ
İ			
	Schutz für den privaten Schlüssel		
	Der private Schlüssel wurde mit einem Kennwort geschützt, um die Sicherheit zu gewährleisten.		
	Geben Sie das Kennwort für den privaten Schlüssel ein.		
	Kennwort:		ľ
	kbjWfkd5		
	Kennwort anzeigen		ł
	Importoptionen:		I
	Hohe Sicherheit für den privaten Schlüssel aktivieren. Wenn Sie diese Option aktivieren, werden Sie immer dann, wenn der private Schlüssel von einer Anwendung verwendet wird, zur Kennworteingabe aufgefördert.		
l	Schlüssel als exportierbar markieren. Dadurch können Sie Ihre Schlüssel zu einem späteren Zeitpunkt sichern bzw. überführen.		
	Privaten Schlüssel mit virtualisierungsbasiegter Sicherheit schützen (nicht exportierbar)		
	Alle erweiterten Eigenschaften mit einbeziehen		Ű
	Weiter Abbrechen		
J		1.1	Γ.

5.16 Schritt 16 Zertifikatsspeicher auswählen

Sie erhalten folgendes Bild:

~	ᡒ Zertifikatimport-Assistent	×
	Zertifikatspeicher	
	Zertifikatspeicher sind Systembereiche, in denen Zertifikate gespeichert werden.	
	Windows kann automatisch einen Zertifikatspeicher auswählen, oder Sie können einen Speicherort für die Zertifikate angeben.	
	O Zertifikatspeicher automatisch auswählen (auf dem Zertifikattyp basierend)	
	Alle Zertifikate in folgendem Speicher speichern	
	Zertifikatspeicher: Durchsuchen	
	Weiter Abbrecher	

Austrian Medicines Verification System	Userguide – Verwendung Web-GUI AMVSystem PROD					
	Document Number:	AMVS-UG-1003	Version:	2.0		
	Effective date:	21.12.2018		Page 14 of 39		

#### 5.17Schritt 17 Zertifikatsspeicher bestätigen

Klicken Sie auf weiter:

Zertifikatspeicher			vel	
Zertinkatspeicr	ier sind Systembere	icne, in denen Zer	tifikate gespeiche	ert werden.
Windows kann Speicherort für	automatisch einen ä die Zertifikate ange	Zertifikatspeicher a eben.	auswählen, oder :	Sie können einen
Zertifika	tspeicher automatis	ch auswählen (aut	dem Zertifikatty	p basierend)
◯ Alle Zert	ifikate in folgendem	Speicher speicher	n	
Zertifika	atspeicher:			
				Durchsuchen

5.18 Schritt 18 Anzeige der Fertigstellungsmaske

Sie sehen folgendes Bild:

← ,	🚰 Zertifikatimport-Assi	stent	×
	Fertigstellen o	les Assistenten	
	Das Zertifikat wird imp	ortiert, nachdem Sie auf "Fertig stellen" geklickt i	haben.
	Sie haben folgende Er	nstellungen ausgewählt:	
	Gewählter Zertifikat	speicher Auswahl wird vom Assistenten automat	isch festgelegt
	Inhalt	PFX	
	<		>
		Eertig stellen	Abbrechen

amvs	Userguide – Verwendung Web-GUI AMVSystem PROD					
Austrian Medicines Verification System	Document Number:	AMVS-UG-1003	Version:	2.0		
	Effective date:	21.12.2018		Page 15 of 39		

#### 5.19Schritt 19 Fertigstellung bestätigen

Klicken Sie auf "Fertig stellen"

← 😺 Zerti	tifikatimport-Assistent	×	
Fe	ertigstellen des Assistenten		
Das	s Zertifikat wird importiert, nachdem Sie auf "Pertig stellen" geklickt haben.		
Siel	haben folgende Einstellungen ausgewählt:		
Ge Ini Da	ewählter Zertifikatspeicher Auswahl wird vom Assistenten automatisch festgelegt shalt PFX ateiname C: Users \Downloads\T-1090-TESTAP		
<	>		
	<u>F</u> ertig stellen Abbrechen		

5.20 Schritt 20 Anzeige erfolgreicher Import des IT-Zertifikats Sie sehen folgende Anzeige.



5.21 Schritt 21 Bestätigung erfolgreicher Import des IT-Zertifikats Klicken Sie auf OK um das Fenster zu schließen.



File Name: AMVS-UG-1003 Verwendung Web-GUI AMVSystem Prod V2.0

Austrian Medicines Verification System	Userguide – Verwendung Web-GUI AMVSystem PROD					
	Document Number:	AMVS-UG-1003	Version:	2.0		
	Effective date:	21.12.2018		Page 16 of 39		

- 6 Wie installiere ich das IT-Zertifikat im Mozilla Firefox?
- 6.1 Schritt 1 Starten der Applikation Firefox



6.2 Schritt 2 Einstellungen Firefox öffnen



Austrian Medicines Verification System	Userguide – Verwendung Web-GUI AMVSystem PROD			
	Document Number:	AMVS-UG-1003	Version:	2.0
	Effective date:	21.12.2018		Page 17 of 39

#### 6.3 Schritt 3 Erweiterte Einstellungen, Zertifikate

Auf Erweitert gehen, Zertifikate klicken und dort Zertifikate anzeigen

8	Mozilla Firefox-Startse	te X 🗱 Einstellungen X +	
î	🗲 🜔 Firefox 🛛 ab	put:preferences#advanced	
.0.	Allgemein	Erweitert	?
۹	Suche		
Ĩ	Inhalt	Allgemein Datenübermittlung Netzwerk Update Zertifikate 2	
â	Anwendungen	Anfragen	
œ	Datenschutz	Wenn eine Website nach dem persönlichen Sicherheitszertifikat verlangt:	
₽	Sicherheit	Automatisch eins <u>w</u> ählen	
Ċ	Sync		
٩	Erweitert 1	✓ Aktuelle <u>G</u> ültigkeit von Zertifikaten durch Anfrage bei OCSP-Server bestätigen lassen	
		Zertifikate anzeigen 3 Kryptographie-Module	

## 6.4 Schritt 4 Import des IT Zertifikates

Auf "Ihre Zertifikate" klicken und dann Importieren klicken



Austrian Medicines Verification System	Userguide – Verwendung Web-GUI AMVSystem PROD			
	Document Number:	AMVS-UG-1003	Version:	2.0
	Effective date:	21.12.2018		Page 18 of 39

		Zertifikatver	waltung		>
Ihre Zertifikate	Personen Serve	er Zertifizierungsstelle	en Andere		
Sie haben Zertifikate d	ieser Organisationen, d	ie Sie identifizieren:			
Zertifikatsname	Kryptogra	aphie-Modul	Seriennummer	Gültig bis	E\$
<u>A</u> nsehen <u>S</u> iche	m <u>A</u> lle sichern	Importieren. 2	hen		
					ОК

## 6.5 Schritt 5 Auswahl und Öffnen des IT Zertifikates

Unter Downloads das heruntergeladene Zertifikat auswählen und öffnen.

rganisieren • Neuer	Ordner					(EE • 1	
Notizbücher ^	Name	0	Änderungsdatum	Тур	Größe		
Dieser PC	3	.p12 🚺	07.06.2018 08:52	Privater Informati	3	KB	
3D-Objekte	3	.e12	18.04.2018 11:38	Privater Informati	3	KB	
Bilder	3	p12	18.04.2018 11:22	Privater Informati	3	KB	
Desktop	2	12	11.06.2018 09:56	Privater Informati	3	KB	
Dokumente							
- Downloads							
👌 Musik							
Videos							
Windows (C:)							
Recovery Image							
🛫 G-Drive (G:)							
<b>T</b> 17							
Multimedia (\\1!							
×							
1.000	22226					DIVERSED DATE: (1 - 124 -	

File Name: AMVS-UG-1003 Verwendung Web-GUI AMVSystem Prod V2.0

Austrian Medicines Verification System	Userguide – Verwendung Web-GUI AMVSystem PROD			
	Document Number:	AMVS-UG-1003	Version:	2.0
	Effective date:	21.12.2018		Page 19 of 39

*6.6 Schritt 6 Eingabe und Bestätigung des Passwortes vom IT-Zertifikat* Passwort eingeben und OK klicken.

Passwor	rt erforderlich	×
?	Bitte geben Sie das Passwort ein, das zur Verschlüsselung dieses Zertifikatbackups verwendet wurd	le:
	••••••• 1	
	OK 2 Abbrechen	

6.7 Schritt 7 Bestätigung erfolgreich installiertes IT-Zertifikat

Zertifikatsname	Kryptographie-Modul	Seriennummer	Gültig bis	CQ.
→AMVS				
	das Software-Sicherheitsmodul	01:31:74	Sonntag, 7. Juni 2020	

6.8 Schritt 8 Firefox neu starten

Das Zertifikat ist nun aktiv.

- 7 Wie installiere ich das IT-Zertifikat im Google Chrome?
- 7.1 Schritt 1 Google Chrome starten



Austrian Medicines Verification System	Userguide – Verwendung Web-GUI AMVSystem PROD				
	Document Number:	AMVS-UG-1003	Version:	2.0	
	Effective date:	21.12.2018		Page 20 of 39	

#### 7.2 Schritt 2 Einstellungen im Chrome öffnen

Rechts oben die 3 Punkte anklicken und auf Einstellungen klicken



#### 7.3 Schritt 3 Auswahlmenü Einstellungen

In den Einstellungen links oben die 3 Balken klicken

🔅 Einstellungen	× +		
← → C ☆	Chrome   chrome://settings/privacy		
≡ <mark>1</mark> instellungen			

File Name: AMVS-UG-1003 Verwendung Web-GUI AMVSystem Prod V2.0

Austrian Medicines Verification System	Userguide – Verwendung Web-GUI AMVSystem PROD			
	Document Number:	AMVS-UG-1003	Version:	2.0
	Effective date:	21.12.2018		Page 21 of 39

#### 7.4 Schritt 4 Erweiterte Einstellungen

Den Punkt Erweitert anklicken und auf Datenschutz und Sicherheit klicken



File Name: AMVS-UG-1003 Verwendung Web-GUI AMVSystem Prod V2.0

Austrian Medicines Verification System	Userguide – Verwendung Web-GUI AMVSystem PROD				
	Document Number:	AMVS-UG-1003	Version:	2.0	
	Effective date:	21.12.2018		Page 22 of 39	

#### 7.5 Schritt 5 Auswahl und Öffnen des IT-Zertifikates

In der Mitte runter scrollen bis zu "Zertifikate verwalten" und auf das Symbol klicken

Q In Einstellungen suchen	
Safe Browsing Mich und mein Gerät vor schädlichen Websites schützen	
Bei der Optimierung von Safe Browsing helfen Einige Systeminformationen und Seiteninhalte werden an Google gesendet	
Nutzungsstatistiken und Absturzberichte automatisch an Google senden	
Rechtschreibfehler mithilfe eines Webdienstes korrigieren Intelligentere Rechtschreibprüfung, indem der im Browser eingegebene Text an Google gesendet wird	
Bei Browserzugriffen eine "Do Not Track"-Anforderung mitsenden	
Websites die Abfrage gespeicherter Zahlungsmethoden erlauben	
Zertifikate verwalten HTTPS/SSL-Zertifikate und -Einstellungen verwalten	
Inhaltseinstellungen Festlegen, welche Informationen von Websites genutzt werden dürfen und welche Inhalte Websites präsentieren dürfen	×

amys	<i>Userguide</i> – Ver	wendung Web-GUI AMVS	System PR	OD
Austrian Medicines Verification System	Document Number:	AMVS-UG-1003	Version:	2.0
	Effective date:	21.12.2018		Page 23 of 39

#### 7.6 Schritt 6 Zertifikat importieren

Im Fenster Zertifikate auf Eigene Zertifikate und auf Importieren klicken. (Hinweis: Es können bereits vorhandene Zertifikate installiert sein).

ene Zertifikate	Andere I	Personen Zwischenzertif	izierungsstellen	Vertrauenswürdige !	• •
lusgestellt für		Ausgestellt von	Ablaufda	Anzeigename	
99aee74f-e48	3e-49	MS-Organization-Access	07.09.2027	<keine></keine>	
AMVS2017		AMVS2017	31.10.2018	<keine></keine>	
8		AT NMVS Authenticati	11.06.2020	····	
		Communications Server	15.10.2018	<keine></keine>	
8		AT Integration NMVS	16.04.2020		
*		AT NMVS Authenticati	11.06.2020		
*		AT Integration NMVS	12.04.2020		
ortieren <b>2</b> E:	xportiere	n Entfernen		Erweitert	
absichtigte Zwec	ke des Ze	ertifikats			
ntauthentifizier	ung				_
				Anzeigen	

amvs	<i>Userguide</i> – Ver	wendung Web-GUI AMVS	System PR	OD
Austrian Medicines Verification System	Document Number:	AMVS-UG-1003	Version:	2.0
	Effective date:	21.12.2018		Page 24 of 39

#### 7.7 Schritt 7 Zertifikatimport Assistent

Durchführung mit Weiter bestätigen

🔶 🐉 Zertifikatimport-Assistent	×	
Willkommen		
Dieser Assistent hilft Ihnen beim Kopieren von Zertifikaten, Zertifikatvertrauenslisten un Zertifikatssperrlisten vom Datenträger in den Zertifikatspeicher.	d	
Ein von einer Zertifizierungsstelle ausgestelltes Zertifikat dient der Identitätsbestätigung Es enthält Informationen für den Datenschutz oder für den Aufbau sicherer Netzwerkverbindungen. Ein Zertifikatspeicher ist der Systembereich, in dem Zertifikate gespeichert werden.		
Klicken Sie auf "Weiter", um den Vorgang fortzusetzen.		
Weiter Abbred	:hen	

amvs	Userguide – Verwendung Web-GUI AMVSystem PROD			
Austrian Medicines Verification System	Document Number:	AMVS-UG-1003	Version:	2.0
	Effective date:	21.12.2018		Page 25 of 39

#### 7.8 Schritt 8 Lagerort IT-Zertifikat

#### Zu importierende Datei

Geben Sie die Datei an, die importiert werden soll.

Dateiname:	Durchsuchen 1
Hinweis: Mehrere Zertifikate können in werden:	einer Datei in folgenden Formaten gespeichert
Privater Informationsaustausch - PK	CS #12 (.PFX,.P12)
Syntaxstandard kryptografischer Me	eldungen - "PKCS #7"-Zertifikate (.P7B)
Microsoft Serieller Zertifikatsneicher	(1722)
9 Schritt 9 Auswahl und	d Öffnen des IT-Zertifikat

Das für den Standort bestimmte, heruntergeladene Zertifikat auswählen.

Vame	Änderungsdatum	Тур	Größe	
i.p12	07.06.2018 08:52	Privater Informati	3 KB	
C bookmarks.html	24.08.2018 10:25	Chrome HTML Do	127 KB	
	18.04.2018 11:38	Privater Informati	3 KB	
	18.04.2018 11:22	Privater Informati	3 KB	
	11.06.2018 09:56	Privater Informati	3 KB	
	07.06.2018 08:52	TXT-Datei	1 KB	
	18.04.2018 11:38	TXT-Datei	1 KB	
	18.04.2018 11:22	TXT-Datei	1 KB	
	14.09.2018 11:05	TXT-Datei	1 KB	
	11.06.2018 09:58	TXT-Datei	1 KB	
			V 600 7	

amvs	Userguide – Verwendung Web-GUI AMVSystem PROD			
Austrian Medicines Verification System	Document Number:	AMVS-UG-1003	Version:	2.0
	Effective date:	21.12.2018		Page 26 of 39

#### 7.10 Schritt 10 Kennwort IT- Zertifikat

Auf Weiter klicken und dann Kennwort für das ausgewählte Zertifikat eingeben.

Geben Sie das Kennwort für den privaten Schlüssel ein.

Kennwort:	
Kennwort anzeigen	

#### 7.11 Schritt 11 Zertifikatsspeicher auswählen

Alle Zertifikate in folgendem Speicher speichern "Eigene Zertifikate" und weiter klicken

#### Zertifikatspeicher

Zertifikatspeicher sind Systembereiche, in denen Zertifikate gespeichert werden.

Windows kann automatisch einen Zertifikatspeicher auswählen, oder Sie können einen Speicherort für die Zertifikate angeben.

Zertifikatspeicher automatisch auswählen (auf dem Zertifikattyp basierend)

Alle Zertifikate in folgendem Speicher speichern

Zertifikatspeicher:

Eigene Zertifikate

Durchsuchen...

amys	Userguide – Verwendung Web-GUI AMVSystem PROD		OD	
Austrian Medicines Verification System	Document Number:	AMVS-UG-1003	Version:	2.0
	Effective date:	21.12.2018		Page 27 of 39

7.12 Schritt 12 Fertigstellen und Google Chrome neu starten

#### Fertigstellen des Assistenten

Das Zertifikat wird importiert, nachdem Sie auf "Fertig stellen" geklickt haben.

Sie haben folgende Einstellungen ausgewähl	t:	
Vom Benutzer gewählter Zertifikatspeicher	Eigene Zertifikate	
Inhalt	PFX	
Dateiname	C:\User:	Downloads\ARV.
<		>

Fertig stellen	Abbrechen

8 Das IT-Zertifikat wurde installiert, wo melde ich mich nun an?

Die Anmeldung zum Web-GUI erfolgt unter der folgenden Web-Adresse: <u>https://portal-prod-at.nmvs.eu/</u>

amvs	Userguide – Ve	Userguide – Verwendung Web-GUI AMVSystem PROD						
Austrian Medicines Verification System	Document Number:	AMVS-UG-1003	Version:	2.0				
	Effective date:	21.12.2018		Page 28 of 39				
				7				

National Medicines Verification System						
Release: 1.01.008.3						
This area is for registered users only. Please log in with your	personal login data.					
	PRODUCTION ENV	IRONMENT (PROD)				
	PRODUCTION ENV User name	IRONMENT (PROD)				
	PRODUCTION ENV User name Password	(IRONMENT (PROD)				

Zum erstmaligen Login verwenden Sie den Ihnen im Email "[NMVS-AT Prod System] Nutzer für den nationalen Datenspeicher AMVSystem angelegt" zugesendeten Usernamen und das Passwort:

Austrian Medicines Verification System	Document Number:	AMVS-UG-1003	Version:	2.0
	Effective date:	21.12.2018		Page 29 of 39
Betreff:				
*do not repl	/* - Zugangsdaten	zum Webportal der NMVS - *	do not reply*	
Sehr geehrte	Damen und Herre	n!		
Herrlich will	common als Nutzer	des nationalen Datenspeiche	rs AMVSustem für s	lie Sicherheit vor
Arzneimittel	fälschungen.	des nationalen Datenspelche	as Awry System for c	ile Sichemen voi
Mit dieser M	ail erhalten Sie Ihre	persönlichen Zugangsdaten f	für den Einstieg in da	as Webportal des
National Me	dicines Verification	Systems.	2	
Bitte leiten S	ie folgenden Link, i	inkl. Ihrer persönlichen Zugan	gsdaten an Ihren int	ernen IT-
Verantworth	chen weiter.			
Link: <u>https://</u> Username: (	portal-pki-int-at.nr	mvs.eu/NMVS_PORTAL_PKI		
Passwort: F	RHFftF59\$			
Wie geht es	weiter?			
– Die I	Daten für den Dowr	nload des Zertifikats folgen in	einer gesonderten E	-Mail.
mit freundlig	hen Grüßen	-	5	
Ihr Team der				
am	IVS 🗖			

Nach dem erfolgreichen ersten Login werden Sie aufgefordert das Passwort zu ändern.

Danach ist die Registrierung an der Web-GUI erfolgreich abgeschlossen und Sie können das Web-GUI mit dem Ihnen zugewiesenen Usernamen und dem selbstgewählten Passwort verwenden.

Austrian Medicines Verification System	Userguide – Verwendung Web-GUI AMVSystem PROD						
	Document Number:	AMVS-UG-1003	Version:	2.0			
	Effective date:	21.12.2018		Page 30 of 39			

#### 9 Verwendung des Web-GUI

#### 9.1 Startseite

Dieses Bild zeigt Ihnen die Startseite des Web-Gui nach erfolgreichem Login.

Im rechten oberen Eck können Sie die Sprache auf "Deutsch" stellen (1).

Packungsdaten verifizieren und den Status von Einzelpackungen ändern können Sie unter dem Menüpunkt "Seriennummern" (2):

				Abmelden   Sprache: Deutsch 🔻	┢		
	SERIENNUMMERN	VERWALTUNG -	SUPPORT -			(1)	
arvato Bertelsmann	Î		Na	tionales Verifikationssystem für Medikamente		(-)	
Herzlich willkommen!							
	(2)	2			_		

#### 9.2 Seriennummernbezogene Aktivitäten

Dieses Bild zeigt Ihnen die Seite nach Auswahl des Menüpunktes "Seriennummern".

Um Aktivitäten durchzuführen stellen Sie das Feld "Medium" auf "Tastatur" (1) und das Feld "Produktcode" auf "GTIN/NTIN" (2).

Unter "Vorgang" finden Sie ein Auswahlfenster für die möglichen Aktivitäten. Diese werden nun in den folgenden Abschnitten schrittweise durchgegangen (3).

amvs	Userguide – V	erwendung Web-GUI A	AMVSystem PROD
Austrian Medicines Verification System	Document Number:	AMVS-UG-1003	Version: <b>2.0</b>
	Effective date:	21.12.2018	Page 31 of 39
			·
			Abmelden   Sprache: Deutsch 🔻
	SERIENNUM	1MERN VERWALTUNG • SUPPORT •	
BERTELSMANN		N	ationales Verifikationssystem für Medikamente
SERIENNUMMER IDENTI	IFIZIEREN	(1)	
Medium	Tastatur	-	
Produktcode	GTIN/NTIN 🔻	•	
Seriennummer		(2)	
ChB.		(4)	
Verfalldatum	JJMMTT		
Vorgang	Verifikation durchführen (G110)	- (	3)
DATENSÄTZE Vorgang Returnc keine Einträge	Verifikation durchführen (G110) Packung abgeben (G120) Packung zurücknehmen (G121) Packung manuell abgeben (G122) Zerstörung melden (G130) als Probe markieren (G150) Probe verwerfen (G151)	Verfalldatum S	eriennummer Status Grund
Tabelle leeren Glossar		5 ♥ EINTRAGE	PRO SEITE

#### 9.3 Verifikation durchführen (G110)

Dieser Vorgang ermöglicht die Überprüfung des Status einer individuellen Seriennummer.

Die Überprüfung des Status einer Seriennummer soll mit folgendem Data Matrix Code durchgeführt werden:



Geben Sie die Daten in die dafür vorgesehen Felder ein und lassen Sie die in Klammer befindlichen Application Identifier (falls diese wie im Bild vorhanden sind) weg (1):

PC in das Feld "Produktcode" SN in das Feld "Seriennummer" Ch.-B. in das Feld "Ch.-B." (Chargenbezichnung)

File Name: AMVS-UG-1003 Verwendung Web-GUI AMVSystem Prod V2.0

amvs	Userguide – Verwendung Web-GUI AMVSystem PROD							
Austrian Medicines Verification System	Document Number:	AMVS-UG-1003	Version:	2.0				
	Effective date:	21.12.2018		Page 32 of 39				

Verw. Bis in das Feld "Verfalldatum"

Bitte beachten Sie die Groß- und Kleinschreibung bei Seriennummer und Chargenbezeichnung!

Wenn Sie mit der Eingabe fertig sind drücken Sie auf "starten" (2).

In der unteren Tabelle wird Ihnen nun der zur Seriennummer gehörende Datensatz angezeigt. Im Feld "Status" sehen Sie die Anzeige "Aktiv", das heißt, die Seriennummer befindet sich in einem aktiven Status, der die Abgabe bzw. andere Statusänderungen ermöglicht (3).

SERIENNUMMER IDENTIFIZIEREN         Medium       Tastatur         Produktcode       GTIN/NTIN       09088884474705         Seriennummer       AMVS0490442470bb       (1)         ChB.       AmVsBatch02       (1)         Verfalldatum       190300       (2)         Starten       (2)         DATENSÄTZE       Verfalldatum       Seriennummer       Status       Grund         Vorgang       Returncode       Produktcode       Produktname       ChB.       Verfalldatum       Seriennummer       Status       Grund         Vorgang       Returncode       Produktname       ChB.       Verfalldatum       Seriennummer       Status       Grund         Vorgang       Returncode       Produktname       ChB.       Verfalldatum       Seriennummer       Status       Grund         Verfilkation       NMVS_SUCCESS       09088884474705       Med Verifico       AmVsBatch02       2019-03-00       AMVS0490442470bb       Aktiv       Toto         Tabelle leeren       5 ~ EINTRÄGE PRO SEITE *       > > > SEITE 1 VON 1         Glossar       Site Serien Serie *       Serie *       > > > > > > > > > > > > > > > > > > >	Seriennum	merbe	zogen	e Aktivität	en						
Medium       Tastatur         Produktcode       GTIN/NTIN       09088884474705         Seriennummer       AMVS0490442470bb       (1)         ChB.       AmvsBatch02       (1)         Verfalldatum       190300       (2)         Starten       (2)         DATENSÄTZE       (2)         Vorgang       Returncode       Produktcode       Produktname       ChB.       Verfalldatum       Seriennummer       Status       Grund         Verfifkation       NMVS_SUCCESS       09088884474705       Med Verifico       AmvsBatch02       2019-03-00       AMvS0490442470bb       Attiv         Tabelle leeren       5 • EINTRÄGE PRO SEITE (1 ) ) * SEITE 1 VON 1       SEITE 1 VON 1         Glossar       Glossar       1       * * * * * *       SEITE 1 VON 1	SERIENNUMME	R IDENTI	FIZIEREN	I							
Produktcode       GTIN/NTIN       09088884474705         Seriennummer       AMVS0490442470bb       (1)         ChB.       AmVsBatch02       (1)         Verfalldatum       190300       (2)         Starten       (2)         DATENSÄTZE       Vorgang       Returncode       Produktcode       Produktname       ChB.       Verfalldatum       Seriennummer       Status       Grund         Vorgang       Returncode       Produktname       ChB.       Verfalldatum       Seriennummer       Status       Grund         Verfifikation       NMVS_SUCCESS       0908884474705       Med Verifico       AmVsBatch02       2019-03-00       AMVS0490442470bb       Aktiv       EITE 1 VON 1         Tabelle leeren       5 * EINTRÄGE PRO SEITE * * ) * SEITE 1 VON 1       SEITE 1 VON 1	Medium		Tastatur			-					
Seriennummer       AMVS0490442470bb         ChB.       AmVsBatch02         Verfalldatum       190300         Vorgang       Verifikation durchführen (G110)         Starten       (2)         DATENSÄTZE         Vorgang       Returncode       Produktcode         Verifikation       MHVS_SUCCESS       09088884174705         Med Verifico       AmVsBatch02       2019-03-00         AMVS0490442470bb       Aktiv       SEITE 1 VON 1         Glossar       Glossar       Seriennummer	Produktcode		GTIN/NTIN	090888844	74705						
ChB.       AmVsBatch02         Verfalldatum       190300         Vorgang       Verlfikation durchführen (G110)         (2)         DATENSATZE         Vorgang       Returncode       Produktcode       Produktname       ChB.       Verfalldatum       Seriennummer       Status       Grund         Verfikation       NMVS_SUCCESS       09088884474705       Med Verifico       AmVsBatch02       2019-03-00       AMVs0490442470bb       Aktiv       Grund         Tabelle leeren         S ~ EINTRÄGE PRO SEITE « (1) >>>> SEITE 1 VON 1         Glossar	Seriennummer		AMVS0490	0442470bb					(1)		
Verfalldatum       190300         Vorgang       Verifikation durchführen (G110)         (2)         (2)         DATENSÄTZE         Vorgang       Returncode       Produktcode       Produktname       ChB.       Verfalldatum       Seriennummer       Status       Grund         Verifikation       NMVS_SUCCESS       09088884474705       Med Verifico       AmVsBatch02       2019-03-00       AMVS04904424700b       Aktiv       Image: Chick Serien	ChB.		AmVsBatc	h02					(1)		
Vorgang       Verifikation durchführen (G110)       (2)         Starten         DATENSÄTZE         Vorgang       Returncode       Produktcode       Produktname       ChB.       Verfalldatum       Seriennummer       Status       Grund         Verifikation       NMVS_SUCCESS       0908884474705       Med Verifico       AmVsBatch02       2019-03-00       AMVS0490442470bb       Aktiv       Image: ChB.       Seriennummer       Status       Grund       Seriennummer       Status       Grund       Seriennummer       Seriennummer <td>Verfalldatum</td> <td></td> <td>190300</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	Verfalldatum		190300								
Starten       (2)         DATENSATZE       Vorgang       Returncode       Produktcode       Produktname       ChB.       Verfalldatum       Seriennummer       Status       Grund         Verifikation       NMVS_SUCCESS       09088884474705       Med Verifico       AmVsBatch02       2019-03-00       AMVS0490442470bb       Aktiv         Tabelle leeren       5 ~ EINTRÄGE PRO SEITE 《<1>>>>       SEITE 1 VON 1         Glossar       Seiten       Seiten       Seiten	Vorgang		Verifikatio	n durchführen (G1	10)	-					
DATENSÄTZE         Vorgang       Returncode       Produktnome       ChB.       Verfalldatum       Seriennummer       Status       Grund         Verifikation       NMVS_SUCCESS       09088884474705       Med Verifico       AmVsBatch02       2019-03-00       AMVS0490442470bb       Aktiv       Aktiv         Tabelle leeren         Glossar		·			s	tarten	-		(2)		
Vorgang     Returncode     Produktcode     Produktname     ChB.     Verfalldatum     Seriennummer     Status     Grund       Verifikation     NMV5_SUCCESS     09088884474705     Med Verifico     AmVsBatch02     2019-03-00     AMVsO490442470bb     Aktiv     Image: Character and the series of	DATENSÄTZE										
Verifikation     NMVS_SUCCESS     09088884474705     Med Verifico     AmVsBatch02     2019-03-00     AMVS0490442470bb     Aktiv       Tabelle leeren     5 ▼ EINTRÄGE PRO SEITE ◀ ◀ ↓ ▶ ▶ SEITE 1 VON 1       Glossar	Vorgang	Returnce	ode	Produktcode	Produktname	ChB.		Verfalldatum	Seriennummer	Status	Grund
Tabelle leeren     5 ~ EINTRÄGE PRO SEITE « ( ) > >> SEITE 1 VON 1       Glossar	Verifikation	NMVS_SU	JCCESS	09088884474705	Med Verifico	AmVsBat	ch02	2019-03-00	AMVS0490442470bb	Aktiv	
	Tabelle leeren Glossar							5 🔻 EINTRÄGE	PRO SEITE 📢 📢		SEITE 1 VON 1

File Name: AMVS-UG-1003 Verwendung Web-GUI AMVSystem Prod V2.0

(3)

amvs	Userguide – Verwendung Web-GUI AMVSystem PROD						
Austrian Medicines Verification System	Document Number:	AMVS-UG-1003	Version:	2.0			
	Effective date:	21.12.2018		Page 33 of 39			

#### 9.4 Packung abgeben (G120) bzw. Packung manuell abgeben (G122)

Diese Vorgänge ermöglichen es, den Status einer Packung nach erfolgter Abgabe an den Patienten zu deaktivieren.

Der Unterschied zwischen diesen beiden Vorgängen besteht darin, dass bei "Packung manuell abgeben" (G122) die Eingabe von Verfalldatum und Chargenbezeichnung entfällt.

Das folgende Bild zeigt eine erfolgreiche Durchführung des Vorganges "Packung abgeben" (G120) (1). Der Status der Packung ist nun auf "Inaktiv" gesetzt (2), als Grund wird "Abgegeben" angegeben (3).

							Abmelden	Sprache: Deutsch 🔻
			GERIENNUMMERN	VERWALTUN	NG - SUPPOR	Гт		
arvat Bertelsma	IO NN					Nationales Verif	fikationssystem	für Medikamente
Seriennum	imerbezoge	ne Aktivität	en					
SERIENNUMM	ER IDENTIFIZIERE	N						
Medium	Tastatur			•				
Produktcode	GTIN/NT	IN 🔻 090888844	74705					
Seriennummer	AMVS04	90442470bb						
ChB.	AmVsBat	ch02						
Verfalldatum	190300				Г			
Vorgang	Packung	abgeben (G120)		-		(1)		
			s	tarten	L			
DATENSÄTZE								
Vorgang	Returncode	Produktcode	Produktname	ChB.	Verfalldatum	Seriennummer	Status	Grund
Abgabe	NMVS_SUCCESS	09088884474705	Med Verifico	AmVsBatch02	2019-03-00	AMVS0490442470bb	Inaktiv	Abgegeben
Tabelle leeren Glossar					5 ▼ EINTRÄG	E PRO SEITE		SEITE 1 VON 1
							(2)	(3)

amvs	Userguide – Verwendung Web-GUI AMVSystem PROD						
Austrian Medicines Verification System	Document Number:	AMVS-UG-1003	Version:	2.0			
	Effective date:	21.12.2018		Page 34 of 39			

Wird nun mit derselben Seriennummer eine Verifikation durchgeführt (G110) wird ebenfalls der Status "Inaktiv" mit dem Grund "Abgegeben" angezeigt.

			SERIENNUMMERN	VERWALTUN	NG - SUPPOR	Γ <b>•</b>		
						Nationales Verif	ikationssyste	em für Medikament
eriennun	nmerbezog	ene Aktivitä	iten					
SERIENNUMM	IER IDENTIFIZIE	REN						
Medium Tastatur 🗸				-				
Produktcode	duktcode GTIN/NTIN 👻 09088884474705							
Seriennummer	AMVS	0490442470bb						
ChB.	AmVs	Batch02						
/erfalldatum	1903	00						
Vorgang	Verifi	ation durchführen (	G110)	-				
5 5			_					
DATENSÄTZE			st	arten				
DATENSÄTZE	Returncode	Produktcode	st Produktname	ChB.	Verfalldatum	Seriennummer	Status	Grund

Wird versucht mit dieser Seriennummer erneut den Vorgang "Packung abgeben" (G120) durchzuführen, erscheint ebenfalls der Status "Inaktiv" mit dem Grund "Abgegeben" auf rotem Hintergrund.

								Abmelden	Sprache: Deutsch 💌
			SERIENNU	IMMERN VE	RWALTUNG -	SUPPORT	-		
arvat Bertelsmai	<b>O</b> NN						Nationales Verif	ikationssystem fi	ür Medikamente
Seriennum	merbezog	jene Akt	tivitäten						
SERIENNUMME	R IDENTIFIZI	REN							
Medium	Tasta	tur		-					
Produktcode	GTIN	NTIN 🔻 O	9088884474705						
Seriennummer	AMVS	0490442470	bb						
ChB.	AmVs	Batch02							
Verfalldatum	1903	00							
Vorgang	Packu	ing abgeben (	(G120)	•					
DATENSÄTZE				starten					
Vorgang	Returncode	Produkt	code Produktn	ame ChB	. Ve	falldatum	Seriennummer	Status	Grund
Abgabe	NMVS_NC_PCK	23 0908888	4474705 Med Verific	co AmVsE	atch02 201	.9-03-00	AMVS0490442470bb	Inaktiv	Abgegeben
Tabelle leeren Glossar					5	▼ EINTRÄGE	PRO SEITE 📢 🕔	(1)	SEITE 1 VON 1

amys	Userguide – Verwendung Web-GUI AMVSystem PROD							
Austrian Medicines Verification System	Document Number:	AMVS-UG-1003	Version:	2.0				
	Effective date:	21.12.2018		Page 35 of 39				

#### 9.5 Packung zurücknehmen (G121)

Dieser Vorgang ermöglicht, es den Vorgang "Packung abgeben" (G120) bzw. "Packung manuell abgeben" (G122) innerhalb von 10 Tagen durch denselben User rückgängig zu machen.

Das folgende Bild zeigt die erfolgreiche Rücknahme einer Packung. Der "Status" ist wieder auf "Aktiv" gesetzt (1).

SERIENNUMMERN VERWALTUNG - SUPPORT -

Nationales Verifikationssystem für Medikamente

Abmelden | Sprache: Deutsch 🝷

#### Seriennummerbezogene Aktivitäten

**arvato** BERTELSMANN

SERIENNUMMER IDENTIFIZIEREN						
Medium	Tastatur -					
Produktcode	GTIN/NTIN - 09088884474705					
Seriennummer	AMVS0490442470bb					
ChB.	AmVsBatch02					
Verfalldatum	190300					
Vorgang	Packung zurücknehmen (G121)					

starten

DATENSÄTZE									
Vorgang	Returncode	Produktcode	Produktname	ChB.	Verfalldatum	Seriennummer	Status	Grund	
Rückgabe	NMVS_SUCCESS	09088884474705	Med Verifico	AmVsBatch02	2019-03-00	AMVS0490442470bb	Aktiv		
Tabelle leeren	1				5 🔻 EINTRÄGE	PRO SEITE		SEITE 1 VON 1	
Glossar	Glossar								
						l	(-)		

amvs	Userguide – Verwendung Web-GUI AMVSystem PROD							
Austrian Medicines Verification System	Document Number:	AMVS-UG-1003	Version:	2.0				
	Effective date:	21.12.2018		Page 36 of 39				

Wird der Vorgang später als 10 Tage nach der Deaktivierung durchgeführt, kann die Status Änderung nicht mehr rückgängig gemacht werden.

Es erscheint eine Fehlermeldung, der Status bleibt "Inaktiv" (1) mit dem Grund "Abgegeben" (2):

									Abmelden	Sprache: Deutsch 💌
				SERIENNUMMERN	I VEF	RWALTUNG	- SUPPORT	•		
<b>arvat</b> BERTELSMA	<b>O</b> NN							Nationales Verif	ikationssystem	für Medikamente
Seriennum	merbe	ezoger	ne Aktivität	en						
SERIENNUMME	ER IDENT	IFIZIERE	N							
Medium		Tastatur			•					
Produktcode		GTIN/NTI	IN 🔻 090888844	74705						
Seriennummer		AMVS049	0442470bb							
ChB.		AmVsBate	ch02							
Verfalldatum		190300								
Vorgang		Packung :	zurücknehmen (G1	21)	-					
					tarten					
					tarten					
DATENSÄTZE					_					
Vorgang	Returno	ode	Produktcode	Produktname	ChB.	V	/erfalldatum	Seriennummer	Status	Grund
Rückgabe	NMVS_N	C_PCK_20	09088884474705	Med Verifico	AmVsBa	tch02 2	019-03-00	AMVS0490442470bb	Inaktiv	Abgegeben
Tabelle leeren Glossar							5 ▼ EINTRÄGE	PRO SEITE   📢 🕢	(1)	SEITE 1 VON 1
Wird der Vo	organa	z durc	h einen and	deren User	durcł	ngeführt	als ienem	n. der die D	eaktivieru	ng

Wird der Vorgang durch einen anderen User durchgeführt als jenem, der die Deaktivierung durchgeführt hat, erscheint eine Fehlermeldung.

amvs	Userguide – Verwendung Web-GUI AMVSystem PROD							
Austrian Medicines Verification System	Document Number:	AMVS-UG-1003	Version:	2.0				
	Effective date:	21.12.2018		Page 37 of 39				

#### 9.6 Als Probe markieren (G150) und Probe verwerfen (G151)

Analog dem Vorgang "Packung abgegeben" (G120) kann eine Packung, die von der Behörde als Probe angefordert wird deaktiviert werden. Im Feld "Grund" erscheint dann "Probe" (1).

								Abmelde	n   Sprache: Deutsch
				SERIENNUMMERN	VERWALTUNG	SUPPORT	-		
arva:	<b>to</b> ANN						Nationales Verifi	ikationssyste	em für Medikamente
eriennur	nmerbez 1er identifi	ogene A	ktivität	en					
Medium	Ta:	tatur			-				
Produktcode	GT	N/NTIN -	090888844	174705					
Seriennummer	AM	VS04904424	470bb						
ChB.	An	VsBatch02							
Verfalldatum	19	300							
	als	Probe mark	ieren (G150)		-				
Vorgang	dita								
Vorgang DATENSÄTZE				st	arten				
Vorgang DATENSÄTZE Vorgang	Returncode	Prod	luktcode	Produktname	arten ChB.	Verfalldatum	Seriennummer	Status	Grund

File Name: AMVS-UG-1003 Verwendung Web-GUI AMVSystem Prod V2.0

(1)

amvs	Userguide – Verwendung Web-GUI AMVSystem PROD							
Austrian Medicines Verification System	Document Number:	AMVS-UG-1003	Version: 2.0					
	Effective date:	21.12.2018		Page 38 of 39				

Über "Probe verwerfen" (G151) kann dieser Vorgang wieder rückgängig gemacht werden. Nach erfolgreicher Durchführung ist der "Status" wieder auf "Aktiv" gesetzt (1).

#### SERIENNUMMERN VERWALTUNG - SUPPORT -

#### arvato BERTELSMANN

Nationales Verifikationssystem für Medikamente

Abmelden | Sprache: Deutsch 👻

#### Seriennummerbezogene Aktivitäten

SERIENNUMMER IDENTIFIZIEREN						
Medium	Tastatur					
Produktcode	GTIN/NTIN 🔻	09088884474705				
Seriennummer	AMVS0490442470bb					
ChB.	AmVsBatch02					
Verfalldatum	190300					
Vorgang	Probe verwerfen (G151)					

starter

DATENSÄTZE								
Vorgang	Returncode	Produktcode	Produktname	ChB.	Verfalldatum	Seriennummer	Status	Grund
Probe verwerfen	NMVS_SUCCESS	09088884474705	Med Verifico	AmVsBatch02	2019-03-00	AMVS0490442470bb	Aktiv	
Tabelle leeren					5 ▼ EINTRÄGE	PRO SEITE 📢 🤇	( <b>1</b> ) ) )	SEITE 1 VON 1
Glossar			<b>K \</b>	V	-			
							(1)	

Austrian Medicines Verification System	Userguide – Verwendung Web-GUI AMVSystem PROD					
	Document Number:	AMVS-UG-1003	Version:	2.0		
	Effective date:	21.12.2018		Page 39 of 39		

#### 9.7 Zerstörung melden (G130)

AMVSeb7df4193e81

Zerstörung melden (G130)

AmVsBatch02

190300

Über den Vorgang "Zerstörung melden" (G130) kann eine Packung, die zur Vernichtung bestimmt ist, deaktiviert werden. Der Status wird auf "Inaktiv" (1) gesetzt mit dem "Grund" auf "Zerstört" (2).

Achtung: Dieser Vorgang ist irreversibel und kann somit nicht mehr rückgängig gemacht werden!

					Abmelden   Sprache: Deutsch 💌		
		SERIENNUMMERN	VERWALTUNG 🝷	SUPPORT -			
arvato BERTELSMANN				N	ationales Verifikationssystem für Medikamente		
Seriennummerbezogene Aktivitäten							
SERIENNUMMER IDENT	IFIZIEREN						
Medium	Tastatur		-				
Produktcode	GTIN/NTIN 🔫	09088884474705					

starten									
DATENSÄTZE									
Vorgang	Returncode	Produktcode	Produktname	ChB.	Verfalldatum	Seriennummer	Status	Grund	
Zerstörung melden	NMVS_SUCCESS	09088884474705	Med Verifico	AmVsBatch02	2019-03-00	AMVSeb7df4193e81	Inaktiv	Zerstört	
Tabelle leeren       5 • EINTRÄGE PRO SEITE (( ) ) ) SEITE VON 1         Glossar									
DISCLAIME	R						(1)	(2)	

-

Seriennummer

Verfalldatum

Ch.-B.

Vorgang

"Dieses Dokument wurde mit höchst möglicher Sorgfalt nach dem derzeitigen Stand der Technik erstellt. AMVS GmbH übernimmt keinerlei Gewähr betreffend die Richtigkeit, Genauigkeit, Aktualität und Vollständigkeit des Inhalts/der Informationen sowie hinsichtlich Schäden, die im Zusammenhang mit der Zurverfügungstellung oder Verwendung dieser Anleitung: Userguide - Verwendung Web-GUI AMVSystem PROD entstehen. Weiters übernimmt AMVS GmbH keine Haftung für allfällige Mängel und/oder Schäden die aufgrund oder durch diesen Userguide – Verwendung Web-GUI AMVSystem PROD dem Endbenutzer oder an anderen Rechtsgütern entstehen.

Alle Rechte vorbehalten. Insbesondere behält sich AMVS GmbH ausdrücklich vor, die Seiten des Userguide -Verwendung Web-GUI AMVSystem PROD gänzlich oder nur teilweise ohne vorhergehende Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu löschen oder die Veröffentlichung kurzfristig oder endgültig einzustellen. Bei Fragen zum Urheberrecht wenden Sie sich an die AMVS GmbH unter office@amvs-medicines.at.

File Name: AMVS-UG-1003 Verwendung Web-GUI AMVSystem Prod V2.0